

Verifine®

Triple Safety Insulin nål



**Ditt självklara
val för
stickskyddade
insulin nålar!**

Säkerhet

- Skyddet aktiveras automatiskt efter injektion för att förebygga att man sticker sig på nålen.
- Skyddet i bakkant aktiveras automatiskt när man skruvar på insulinpennan, för att förebygga stickskada vid borttagande av insulin nål.
- Kanylen är skyddad i framkant för att förhindra oavsiktliga nål stick.
- Indikator på två sidor efter användning för att se att skyddet är aktiverat

Bekvämlighet

- Mindre motstånd vid aktivering av stickskyddet och genomträngning av huden.


Universal passform

- Passar de flesta insulin pennor på marknaden
- Finns i längderna 4mm, 5mm, 6mm och 8mm
- Finns i tjocklek om 29G, 30G och 31G (gauge)


Order information

Art.nr	Nål storlek	Nål längd	Box	CE märkt
TPN-29-8	29G	8mm	100	✓
TPN-30-4	30G	4mm	100	✓
TPN-30-5	30G	5mm	100	✓
TPN-30-6	30G	6mm	100	✓
TPN-30-8	30G	8mm	100	✓
TPN-31-4	31G	4mm	100	✓
TPN-31-5	31G	5mm	100	✓

Instruktion



Säkerhetsnål med skyddad framsida



PROMISEMED HANGZHOU MEDITECH CO., LTD.
 No.12 Longtan Road, Cangqian Street, Yuhang District,
 Hangzhou City, Zhejiang, China
www.promisemed.ca